

ROBONIK



washwell STRIP
Máy rửa STRIP ELISA



CE

*Máy rửa và rửa STRIP ELISA
Tích hợp chức năng nhiệt*

Tính năng nổi bật

- ❑ Có thể rửa từng giếng hoặc rửa nhiều giếng
- ❑ Rửa được những giếng có mặt đáy phẳng, hình U, V
- ❑ Chức năng bảo vệ chống tràn nước
- ❑ Tích hợp bộ ủ nhiệt (37°C), có thể cài đặt thời gian ủ
- ❑ Cảnh báo khi bình chất thải đầy

Đặc tính kỹ thuật

Hệ thống kim rửa	:	Bằng thép không gỉ
Quá trình bơm	:	
Phương pháp	:	Bơm nhu động
Th tích	:	25 ~ 400 µL
Quá trình hút	:	
Phương pháp	:	Bơm màng hút liên tục
Th tích d	:	< 3 µL
Bình nước thải	:	1 (1 lít) tích hợp cảm biến
Bình nước rửa	:	1 (1 lít)
Bình nước xúc	:	1 (1 lít)
Bộ nhớ	:	35 kênh mở
Màn hình hiển thị	:	1 đồng, 16 ký tự với ánh sáng nền
Chu kỳ rửa	:	1 ~ 99
Hệ thống chất lỏng	:	Ống silicon, thép không gỉ
Phương pháp rửa	:	Well wash / Short wash Strip wash / Long wash Rinsing Priming
Bộ ủ nhiệt (tùy chọn)	:	Cho 1 đĩa ELISA, 37°C
Trọng lượng	:	4 kg



Khô giữ strip



BỘ Ủ NHIỆT



**BƠM
nhu động**



ROBONIK[®]
An ISO 9001 : 2008 Certified Company
An ISO 13485 : 2003 Certified Company

ROBONIK (INDIA) PVT LTD

Plot No. A-374, TTC, MIDC Industrial Area, Mahape,
Navi Mumbai - 400 710, INDIA
Tel.: +91-(22)-67829700 Fax: +91-(22)-67829701
Website : www.robonik.in
Email: marketing@robonikindia.com