



**ROBONIK**®

An ISO 9001 : 2000 Certified Company  
An ISO 13485 : 2007 Certified Company

## **readwell TOUCH**

Máy phân tích ELISA tự động



**Máy đọc Elisa**  
**Chính xác cao**





# readwell TOUCH

## Máy phân tích ELISA tự động

**readwell TOUCH** là máy phân tích ELISA tự động rất thân thiện với người dùng, sử dụng phần mềm phiên bản cải tiến. Đây là một hệ thống độc lập cho tất cả các xét nghiệm miễn dịch thường quy, sinh hóa, kích thích tố và nồng độ thuốc. Phần mềm linh hoạt và phong phú của nó sẽ hỗ trợ hầu hết các tính toán cần thiết để đọc kết quả đo. Đây thật sự là một máy ELISA kinh tế, đáng tin cậy và chính xác cao.

### Các tính năng

- Thiết kế chắc chắn
- Tích hợp máy lắc có thể điều chỉnh thời gian và tốc độ
- Kết quả in dưới dạng ma trận
- Tùy chọn có thể đo nhiều giá trị blank trong mode Cut-Off
- Chế độ đọc 2 bước sóng
- Có khả năng đọc bất kỳ vị trí nào trên cùng 1 khay đĩa
- Vẽ bao quát đường cong đặc tính
- Mạch điện chuyên dụng giúp tăng tuổi thọ bóng đèn
- Dễ dàng nhập tên bệnh viện phòng khám



### Đặc tính kỹ thuật

Giao diện người dùng	:	Màn hình cảm ứng / bàn phím
Giới hạn tuyến tính	:	0.000 ~ 3.500 Abs
Độ chính xác quang học	:	± 2% hoặc 0.007 từ 0 ~ 1.5 Abs ± 3% từ 1.5 ~ 3.5 Abs
Độ trôi giá trị	:	<0.005 Abs/giờ
Tuyến tính quang học	:	2.5 Abs
Kênh đo quang	:	8 kênh
Kính lọc	:	
- Loại kính lọc	:	Giao thoa băng tần hẹp
- Bước sóng (nm)	:	405, 450, 492, 630 và 4 tùy chọn
- Chọn lựa kính lọc	:	Tự động bằng motor bước
Nguồn đèn	:	Tungsten Halogen 20W
Màn hình hiển thị	:	LCD 6 inch, STN, nền xanh
Đường cong đặc tính	:	Biểu diễn đồ họa trên giấy in
Bộ dịch chuyển khay đĩa	:	Sử dụng motor bước, chính xác cao
Máy in	:	Tích hợp máy in nhiệt, 25 cột
Bộ nhớ	:	Pin backup lên đến 250 thông số đo và 2500 kết quả đo
Chế độ phân tích	:	Abs (Normal và Differential) Cut-Off      Multi-Standard % Abs        Single Standard Uptake       Kinetic
Cổng giao tiếp RS-232 / USB	:	9600, 8, 1, No Parity / USB
Nguồn cung cấp	:	75W / 115 ~ 230 V ± 10%, 50/60 Hz
Vị trí hoạt động	:	Bề mặt nằm ngang, không rung
Điều kiện hoạt động	:	
- Nhiệt độ	:	+18°C ~ +35°C
- Độ ẩm	:	Lên đến 80%
Điều kiện lưu trữ	:	
- Nhiệt độ	:	-10°C ~ +40°C
- Độ ẩm	:	Lên đến 80%
Vỏ bảo vệ	:	ABS chống cháy
Kích thước (cm)	:	36 x 36 x 22
Trọng lượng (kg)	:	10

#### Nhà phân phối:

**ROBONIK (INDIA) PVT. LTD.**  
 Plot No. A-374, TTC, MIDC Industrial Area,  
 Mahape, Navi Mumbai - 400 710, INDIA  
 Tel.: +91-(22)-67829700  
 Fax: +91-(22)-67829701  
 Website : www.robunikindia.com  
 Email: sales@robunikindia.com,  
 marketing@robunikindia.com

**CÔNG TY TNHH TM TB Y TẾ VẠN KHANG**  
 59/12 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM  
 ĐT: 08-35111424 \* Fax: 08-35111304  
 Website: [www.vakamed.com](http://www.vakamed.com)  
 Email: vakamed@vakamed.com