

Các tính năng

- Chức năng và lịch hoạt động cùng lúc
- Thông báo bằng âm thanh khi quá trình đã hoàn thành
- Hiện thị thời gian còn lại
- Hiện thị nhiệt độ khi nhấn phím **TEMP**

Thông số kỹ thuật

Chức năng	: Lịch
	:
	: Lịch và
Hiện thị nhiệt độ	
Độ nhiệt	: 37°C ~ 42°C
phân giải	: 1°C
Thời gian	: 1 ~ 999 phút
Lịch	
Tần số	: 400 ~ 700 vòng/phút
Vị trí hoạt động	: Bề mặt phẳng cứng, không rung
Hiện thị nhiệt độ làm việc	
Nhiệt độ	: +18°C ~ 32°C
Độ ẩm	: Lên đến 80%RH
Vật liệu	: Nhựa ABS chống cháy
Kích thước (cm)	: 28 x 25 x 16
Trọng lượng	: 3 Kg



**400 ~ 700
vòng/phút**



Bề mặt



Kích thước