



An ISO 9001 : 2000 Certified Company
An ISO 13485 : 2007 Certified Company

washwell **PLATE**

Hệ thống rửa ELISA tự động



CE

*ng b hài hòa
v i b r a và nhi t*



washwell PLATE

Hệ thống rửa ELISA tự động

washwell PLATE là hệ thống rửa Strip/Plate ELISA tích hợp bộ ủ nhiệt và bộ định thời có thể lập trình. Với hệ thống quản lý chất lỏng toàn diện, hệ thống sẽ phát ra tín hiệu âm thanh và thông báo lỗi sẽ hiển thị trên màn hình. Hỗ trợ cho các loại đĩa khác nhau vì vậy nó rất dễ dàng đặt các đĩa vào khay chứa đĩa và chắc chắn rằng các đĩa này luôn luôn đúng vị trí nhằm đảm bảo cho quy trình rửa được tối ưu nhất mà không phụ thuộc vào hình dạng của đĩa.

Các tính năng

- Manifold được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn tràn xước mặt đáy của giếng đo.
- Người sử dụng có thể lập trình thời gian ngâm, chu kỳ rửa và thể tích xả
- Bộ ủ nhiệt 37°C, 2 đĩa với bộ định thời có thể lập trình
- Tích hợp bộ giữ thăng bằng
- Hút liên tục nhằm ngăn chặn tràn chất lỏng
- Manifold có thể tháo rời
- Khả năng rửa 1 lúc 8 giếng
- Tự động phát hiện đáy giếng và chống va chạm



Đặc tính kỹ thuật

Manifold	:	8 đường xả
Xả		
- Phương pháp	:	Bơm nhu động thiết kế đặc biệt
- Thể tích	:	300 ~ 400 μ L với bước xả 50 μ L
Hút		
- Phương pháp	:	Hút xả liên tục qua bơm màng để chống tràn.
- Thể tích dư	:	< 5 μ L
Bình chứa nước thải	:	1 (2 lít) với cảm biến mực nước
Bình chứa nước rửa	:	1 (2 lít)
Bình chứa nước súc	:	1 (2 lít)
Màn hình hiển thị	:	LCD 16 ký tự
Vật liệu tiếp xúc chất lỏng	:	Silicon, thép không gỉ
Bộ nhớ	:	RAM 8 KB, pin backup hỗ trợ 35 kênh mở
Phương pháp rửa	:	Rửa kỹ, rửa nhanh, súc, mồi
Bộ ủ nhiệt	:	37°C cho 2 đĩa ELISA
Bộ định thời	:	Có thể lập trình riêng biệt
Chế độ phân tích	:	Abs (Normal và Differential)
Nguồn cung cấp	:	50W / 115 ~ 230 V \pm 10%, 50/60 Hz
Vị trí hoạt động	:	Bề mặt nằm ngang, không rung
Điều kiện hoạt động		
- Nhiệt độ	:	+18°C ~ +35°C
- Độ ẩm	:	Lên đến 85%
Điều kiện lưu trữ		
- Nhiệt độ	:	-10°C ~ +60°C
- Độ ẩm	:	Lên đến 85%
Vỏ bảo vệ	:	ABS chống cháy
Kích thước (cm)	:	35 x 35 x 13
Trọng lượng (kg)	:	6

Nhà phân phối:

ROBONIK (INDIA) PVT. LTD.

Plot No. A-374, TTC, MIDC Industrial Area,
Mahape, Navi Mumbai - 400 710, INDIA
Tel.: +91-(22)-67829700
Fax: +91-(22)-67829701
Website: www.robunikindia.com
Email: sales@robunikindia.com,
marketing@robunikindia.com

CÔNG TY TNHH TM TB Y TẾ VẠN KHANG

59/12 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08-35111424 * Fax: 08-35111304
Website: www.vakamed.com
Email: vakamed@vakamed.com