

CERA-STAT™

Chuẩn đoán thông minh tức thì ngay bên cạnh

HbA1c
CRP
Glucose
Hemoglobin
Lactate



CERA-STAT™ 4000

- Máy thí nghiệm cầm tay chẩn đoán tức thì (POC) với nhiều thông số bao gồm kết quả nhanh chóng và độ chính xác cao nhất.
- Máy thí nghiệm cho phép đo các thông số HbA1c, CRP, Glucose, Hemoglobin, Lactate, và nhiều hơn nữa (Glycated Albumin, u-Albumin, Creatinine, Acid Uric, Cholesterols)

Thiết bị POC chính xác cao cung cấp cho các phòng Lab kết quả chính xác!

Nhanh


Kết quả phân tích không quá 3 phút

Tin cậy

Chính xác và chính xác
Chứng nhận NGSP, IFCC, ISO

Chi phí – hiệu quả

Chi phí hoạt động thấp




Màn hình cảm ứng

Phân giải cao, màn hình LCD màu cảm ứng. Truy cập nhanh chóng.



Tiêm u

Loại bỏ các kết quả sai lệch ngay bằng cách đặt cartridge vào, khuấy tiêm u.



Âm thanh hướng dẫn

Dễ dàng truy cập vị trí giao diện tiếng và rõ ràng hướng dẫn bằng giọng nói đa ngôn ngữ.



Thông số kỹ thuật

Màn hình giao diện	Màn hình cảm ứng 3.5"
Phương pháp đo	Phân tích quang học
Đi nhiệt	10 ~ 40°C / 50 ~ 104°F
Thể tích	300 microlit
Môi trường làm việc	20 ~ 25°C / 15 ~ 75% RH
Kích thước	178 x 195 x 77 (mm)
Trọng lượng	730g (chỉ thiết bị)