

MÁY PHÂN TÍCH I N GI I ST-200 Plus



tin c y cao
D s d ng
Chi phí th p

Các tính năng

- ★ Nhẹ gọn, tiện ích, dễ sử dụng
- ★ Độ chính xác và độ tin cậy cao
- ★ Màn hình hiển thị số, tự động
- ★ Thiết kế hút máu, hệ thống rửa và rửa kim hút máu
- ★ Hệ thống hóa chất thông minh có gói nạp sẵn
- ★ Tùy chọn sử dụng nguồn pin
- ★ Chi phí mua kit kiểm tra thấp
- ★ Tùy chọn Hệ thống hóa chất 5 lít (4500 mẫu)

	Phạm vi đo	Độ chính xác
Na ⁺	50.0 - 250.0 mmol/L	< 1.0%
K ⁺	0.50 - 20.00 mmol/L	< 2.0%
Cl ⁻	45.0 - 200.0 mmol/L	< 2.0%
iCa ⁺⁺	1.0 - 20.0 mg/dL	< 2.0%
Li	0.2-5 mmol/L	<2.0%
pH	6-8 mmol/L	<2.0%

Thông số kỹ thuật

Nguyên lý đo : Điện cực chọn lọc ion (ISE)

Mẫu đo : Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, CSF và nước tiểu pha loãng
Pha loãng nước tiểu theo tỷ lệ (1:6) 500 µL

Độ nhạy : 100 kết quả mỗi nhân

Độ phân giải : Màn hình hiển thị 128 x 64 tích hợp phím Y/N
Máy in nhiệt 24 cột, cổng giao tiếp USB


Nhiệt độ làm việc : Nhiệt độ : 10°C - 35°C, độ ẩm không ngưng tụ <58%

Nguồn điện áp : 100/115 VAC, 50-60Hz hoặc 220 VAC, 50-60Hz, 0,75A

Kích thước : 15"x12"x7"

Trọng lượng : 10kg

Pin : 10 giờ (tùy chọn)



ST-200 Plus B (1. Na/K) ST-200 Plus C (2. Na/K/Cl) ST-200 Plus D (3. Na/K/iCa) ST-200 Plus E (4. Na/K/iCa/pH) ST-200 Plus F (5. Na/K/iCa/Cl) ST-200 Plus G (6. Na/K/iCa/Li) ST-200 Plus H (7. Na/K/iCa/Li/pH) ST-200 Plus I (8. Na/K/iCa/pH/Cl)