



Healthcare and Diagnostic Products

Điện cực Na, K, Ca, Cl **Dùng cho máy phân tích ion đồ Sensa Core – seri ST**

Mục đích sử dụng:

Điện cực Na, K, Ca, Cl được thiết kế để đo các thông số ion đồ như: Na, K, Ca, Cl. Sử dụng cho các dòng máy phân tích điện giải của Sensa Core – Model ST.

Nguyên lý đo:

Phương pháp chọn lọc ion (ISE).

Độ nhạy của phương pháp và hạn chế:

Xem trong quyển HDSĐ thiết bị

Thành phần:

Màng polime PVC Na, K, Ca, Cl

Lưu trữ và tuổi thọ:

Các điện cực này sẽ ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng ghi trên hộp nếu được lưu trữ ở nhiệt độ +18°...+25°C.

Tuổi thọ: 12 tháng

Thận trọng:

Tránh tiếp xúc với mắt và da

Luôn giữ điện cực trong hộp khi không sử dụng

Thông tin an toàn:

- Giữ xa tầm với trẻ em.

Đóng gói:

Hộp 1 cái