

# Hóa chất rửa máy Daily Cleaners

## Sử dụng với:

Chỉ sử dụng cho máy phân tích ion đồ

## *Mục đích sử dụng*

Sử dụng trong chuẩn đoán IVD

## Đóng gói:

Reagent-4

Dung dịch Alkaline  
12 lọ (12 x 15 ml)

## *Bảo quản và ổn định*

Lưu trữ ở 18 – 25°C cho đến khi hết hạn sử dụng ghi trên nhãn

## *Gây dị ứng!*

Dị ứng cho mắt và da. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay với thật nhiều nước và tìm tư vấn y tế.

*Để biết thêm ý nghĩa của các biểu tượng được ghi trên nhãn sản phẩm, xin vui lòng tham khảo phần phụ lục **Understanding the Symbols** trong hướng dẫn sử dụng.*